





TRYB DZIENNY
SCHEMAT WYMIANY JEDNODNIOWY

INSTRUKCJA DLA PACJENTA

ACUVUE®
BRAND CONTACT LENSES

CE
0086

Niniejsza instrukcja dla pacjenta odnosi się do soczewek z rodziny ACUVUE® wymienionych w **Tabeli 1**, chyba że określono inaczej.

Tabela 1		Zastosowanie i schemat wymiany		
Rodzaj soczewki i nazwa handlowa		Tryb dzienny Schemat wymiany - jednodniowy	Znacznik strony	Płyn w blistrze
Jednodniowe sferyczne soczewki kontaktowe marki ACUVUE® - widoczne zabarwienie i filtr UV				
1-DAY ACUVUE® MOIST		●		2
1-DAY ACUVUE® TruEye®	3	●		1
1-DAY ACUVUE® DEFINE® with LACREON®		●		2
1-DAY ACUVUE® OASYS® with HydraLuxe™		●		1
Jednodniowe toryczne soczewki kontaktowe marki ACUVUE® do korekcji astygmatyzmu - widoczne zabarwienie i filtr UV				
1-DAY ACUVUE® MOIST for ASTIGMATISM		●		2
Jednodniowe soczewki kontaktowe marki ACUVUE® do korekcji przeziopii - widoczne zabarwienie i filtr UV				
1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL		●		2

















Płyn w blistrze

- 1 Buforowy roztwór soli fizjologicznej z eterem metylowym celulozy.
- 2 Buforowy roztwór soli fizjologicznej z powidonem.

Materiał

- 3 Materiał soczewki zawiera silikon i spełnia standardy określające 1 klasę materiałów absorbujących promieniowanie UV o transmisyjności mniejszej niż 1% dla promieniowania UVB (280-315 nm) oraz 10% dla promieniowania UVA (316-380 nm). Wszystkie inne produkty z rodziny ACUVUE® spełniają wymagania określające 2 klasę materiałów absorbujących promieniowanie UV o transmisyjności mniejszej niż 5% dla promieniowania UVB oraz 50% dla promieniowania UVA.

Poniższe symbole mogą pojawić się na naklejkach lub na opakowaniach Twoich soczewek kontaktowych z rodziny ACUVUE®.

Symbol	Definicja
	Do wyrobu dołączona jest ulotka/instrukcja użytkownika
	Termin przydatności wyrobu do użycia
	Numer serii
	Wyrób jałowy (sterylny); wysterylizowany parą wodną w nadciśnieniu
DIA	Średnica
BC	Promień krzywizny
D	Dioptria (moc soczewki)
	Filtr UV
	Potwierdzenie spełnienia norm EU
	Folia do oderwania
	Producent wniósł wkład finansowy w budowę i funkcjonowanie systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych
	UWAGA: Federalne prawo USA ogranicza sprzedaż tych wyrobów tylko przez lub na polecenie licencjonowanych specjalistów
	Wyprodukowano przez lub w
	Data produkcji
	„Znak identyfikacyjny” dla papieru i opakowania
	„Znak identyfikacyjny” dla składników materiałów
Patrz Tabela 1 dotycząca listy produktów	
	Prawidłowa strona soczewki
	Nieprawidłowa strona soczewki (soczewka wywinęta na drugą stronę)
Soczewki przeznaczone do korekcji astygmatyzmu	
CYL	Moc cylindryczna
AXIS	Oś
1-DAY ACUVUE® TruEye®	
	Nie używać ponownie (do jednorazowego wykorzystania)
1-DAY ACUVUE® DEFINE® with LACREON®	
Sh	NATURAL SHIMMER™
Sp	NATURAL SPARKLE™
Soczewki kontaktowe marki ACUVUE® do korekcji przeziopii	
LOW	„Mały” dodatek do blizy (+0,75 do +1,25)
MID	„Średni” dodatek do blizy (+1,50 do +1,75)
HIGH	„Duży” dodatek do blizy (+2,00 do +2,50)

Spis treści

Wprowadzenie	5
Zastosowanie	6
Schemat użytkowania	7
Przeciwwskazania	7
Ostrzeżenia – co należy wiedzieć o użytkowaniu soczewek kontaktowych	8
Zdarzenia niepożądane	9
Bezpieczeństwo (samokontrola)	10
Pielęgnacja	11
Opakowanie soczewek	12
Posługiwanie się soczewkami	13
Zakładanie soczewek	14
Centrowanie soczewki	15
Postępowanie z przyklejoną (nieruchomą) soczewką	16
Postępowanie z wysuszoną (odwodnioną) soczewką	16
Zdejmowanie soczewek	16
Postępowanie w przypadku braku zapasu soczewek	17
Zalecenia dotyczące monowizji	18
Inne ważne informacje	19
Podsumowanie	21
Zgłaszanie zdarzeń niepożądanych	22
Twoje soczewki kontaktowe	22

Wprowadzenie

Gratulujemy Państwu dołączenia do tysięcy zadowolonych pacjentów na całym świecie, którzy doceniają komfort i wygodę, jaką zapewniają soczewki kontaktowe z rodziny ACUVUE® firmy Johnson & Johnson Vision Care Companies – wiodącego światowego producenta soczewek kontaktowych.

Soczewki kontaktowe z rodziny ACUVUE® są miękkie, cienkie i elastyczne. Wszystko to sprawia, że są one komfortowe już od pierwszych chwil noszenia i zapewniają dostęp tlenu do oczu, na poziomie pozwalającym utrzymać zdrowie oczu. Dodatkowo soczewki te oferują skuteczną ochronę oczu przed transmisją szkodliwego promieniowania ultrafioletowego (UV).

Przełomowa technologia pozwoliła na stworzenie jakości, która charakteryzuje całą rodzinę soczewek ACUVUE®, w atrakcyjnej cenie umożliwiającej zastosowanie jej do produkcji soczewek jednodniowych.

Tak jak inne soczewki kontaktowe korygujące wadę wzroku, soczewki z rodziny ACUVUE® są wyrobem medycznym. Regularne wizyty kontrolne i stała opieka specjalisty są kluczowe dla zachowania pełnego zdrowia i dobrego widzenia. Użytkowanie soczewek jednodniowych nie wymaga stosowania płynów pielęgnacyjnych i czyszczenia soczewek.

Każdego dnia należy zakładać nową, świeżą parę soczewek, a po ich zdjęciu wieczorem po prostu wyrzucać.

Zastosowanie

Jednodniowe sferyczne soczewki kontaktowe z rodziny ACUVUE® są przeznaczone do noszenia w trybie dziennym w celu korekcji wad wzroku, takich jak krótkowzroczność oraz nadwzroczność u osób mających zdrowe oczy i astygmatyzm mniejszy lub równy 1,00D.

Soczewki kontaktowe marki 1-DAY ACUVUE® DEFINE® są również przeznaczone do podkreślenia wyglądu oka.

Jednodniowe toryczne soczewki kontaktowe z rodziny ACUVUE® są przeznaczone do noszenia w trybie dziennym w celu korekcji wad wzroku, takich jak krótkowzroczność oraz nadwzroczność u osób mających zdrowe oczy i astygmatyzm.

Jednodniowe soczewki z rodziny ACUVUE® posiadają filtr UV pomagający chronić rogówkę i wewnątrz gałki ocznej przed transmisją szkodliwego promieniowania UV.

Jednodniowe soczewki kontaktowe marki ACUVUE® do korekcji prezbii przeznaczone są do użytkowania w trybie dziennym, zarówno do korekcji wad wzroku do dali i bliży u pacjentów z prezbipią, bez chorób oczu i z astygmatyzmem równym, lub poniżej 0,75 D.

OSTRZEŻENIE: Soczewki kontaktowe z filtrem UV NIE zastępują okularów ochronnych, takich jak gogle czy okulary przeciwsłoneczne, blokujących szkodliwe promieniowanie UV, ponieważ nie chronią one całkowicie oczu i okolic wokół nich. Podczas użytkowania soczewek kontaktowych zalecane jest stosowanie dodatkowo odpowiednich okularów blokujących promieniowanie UV.

Uwaga:

Długotrwała ekspozycja na promieniowanie UV jest jednym z czynników zwiększających ryzyko wystąpienia zaćmy. Zagrożenie to zależy od wielu czynników, takich jak warunki środowiskowe (szerokość geograficzna, ukształtowanie terenu, zachmurzenie) oraz czynniki indywidualne (czas trwania i rodzaj czynności wykonywanych na świeżym powietrzu). Soczewki kontaktowe z filtrem UV pomagają chronić oczy przed transmisją szkodliwego promieniowania ultrafioletowego. Jednakże dotychczas nie przeprowadzono badań klinicznych pozwalających potwierdzić, że soczewki kontaktowe z filtrem UV redukują ryzyko rozwoju zaćmy i innych patologii oka. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skonsultować się ze specjalistą.

Schemat użytkowania

Na podstawie zebranego wywiadu oraz badania oczu Twój specjalista powinien wybrać odpowiedni dla Ciebie schemat użytkowania soczewek kontaktowych.

Tryb dzienny – soczewki jednodniowe

Wszystkie soczewki jednodniowe z rodziny ACUVUE® zalecane do użytkowania w trybie dziennym – schemacie wymiany jednodniowym (krócej niż 24 godziny, bez okresu snu) przeznaczone są do stosowania jednorazowo w systemie dziennym i muszą być wyrzucane po zdjęciu z oka.

Podczas użytkowania soczewek 1-DAY ACUVUE® TruEye® nie należy stosować płynów pielęgnacyjnych oraz systemów dezynfekcji. Soczewki należy wyrzucić po zdjęciu z oka. Każdego dnia należy zakładać nową, świeżą parę soczewek.

Przeciwwskazania

Nie używaj jednodniowych soczewek z rodziny ACUVUE®, jeśli występuje u Ciebie którykolwiek z niżej wymienionych stanów:

- Stan zapalny lub infekcja oka, okolic oka lub powiek.
- Jakakolwiek choroba oczu, uraz lub nieprawidłowość obejmująca rogówkę, spojówkę lub powieki.
- Jakikolwiek zdiagnozowany wcześniej stan, uniemożliwiający komfortowe korzystanie z soczewek.
- Ciężki zespół suchego oka.
- Obniżone czucie rogówki.
- Jakakolwiek choroba ogólna mająca niekorzystny wpływ na oko lub mogąca się nasilać podczas noszenia soczewek kontaktowych.
- Reakcje alergiczne w obrębie powierzchni oka lub tkanek otaczających, które mogą być indukowane albo mogą nasilać się podczas użytkowania soczewek lub korzystania z płynów pielęgnacyjnych.
- Alergia na jakiegokolwiek składniki, takie jak rtęć lub Tiomersal, które mogą być obecne w płynach przeznaczonych do pielęgnacji Twoich soczewek kontaktowych.

- Jakakolwiek aktywna infekcja rogówki (bakteryjna, grzybicza, pierwotniakowa lub wirusowa).
- Jeśli Twoje oko jest zaczerwienione lub podrażnione.

Ostrzeżenia – co należy wiedzieć o użytkowaniu soczewek kontaktowych

Przestrzeganie zaleceń specjalisty w zakresie prawidłowego użytkowania soczewek kontaktowych jest kluczowe dla utrzymania oczu w stanie pełnego zdrowia. Prosimy zapoznać się z zaleceniami i ostrzeżeniami dotyczącymi użytkowania soczewek kontaktowych¹:

- Niewłaściwe stosowanie soczewek kontaktowych lub płynów przeznaczonych do ich pielęgnacji może prowadzić do poważnych chorób oczu. Użytkownik soczewek kontaktowych musi mieć świadomość, że prawidłowe stosowanie soczewek i produktów pielęgnacyjnych oraz pojemników na soczewki jest podstawą jego bezpieczeństwa i zdrowia.
- Powikłania oczne, w tym owrzodzenia rogówki, mogą szybko się rozwinąć i prowadzić nawet do utraty wzroku.
- Jak pokazują wyniki badań, użytkowanie soczewek w trybie przedłużonym wiąże się z większym ryzykiem rozwoju owrzodzenia rogówki niż w trybie dziennym.
- Przesypianie nocy w soczewkach przeznaczonych do noszenia w trybie dziennym (poza wskazaniem) znacząco zwiększa ryzyko rozwoju owrzodzenia rogówki, w porównaniu z osobami, które nie śpią w swoich soczewkach.
- Ogólne ryzyko wystąpienia owrzodzenia rogówki można zmniejszyć przez skrupulatne przestrzeganie zasad pielęgnacji soczewek kontaktowych, w tym czyszczenie pojemnika na soczewki.

- Jak pokazują wyniki badań, ryzyko rozwoju owrzodzenia rogówki jest wyższe wśród użytkowników soczewek kontaktowych palących papierosy niż wśród niepalących.
- Jeśli wystąpi u Ciebie dyskomfort oczny, nadmierne łzawienie, zmiany widzenia, zaczerwienienie oka lub inne problemy, powinienś bezzwłocznie wyjąć soczewkę z oka i szybko skontaktować się z Twoim specjalistą.
- Powinieneś chodzić na wizyty kontrolne do swojego specjalisty regularnie, zgodnie z zaleceniami.

Zdarzenia niepożądane

Bądź świadomy, że podczas użytkowania soczewek kontaktowych mogą pojawić się następujące problemy:

- Możesz odczuwać pieczenie, szczypanie i/lub swędzenie oczu.
- Możesz odczuwać niższy komfort niż podczas noszenia soczewek po raz pierwszy.
- Możesz mieć uczucie ciała obcego w oku.
- Istnieje potencjalne ryzyko wystąpienia przejściowych powikłań w postaci obwodowych nacieków rogówkowych, obwodowych owrzodzeń rogówki oraz ubytków nabłonka rogówki. Istnieje również ryzyko wystąpienia innych zmian, takich jak miejscowy lub uogólniony obrzęk rogówki, unaczynienie rogówki, barwienie rogówki, nastrzyk, zaburzenia w obrębie spojówki tarczkowej, zapalenie tęczówki i spojówki. Niektóre z tych stanów o niewielkim nasileniu są akceptowane klinicznie.
- Może wystąpić nadmierne łzawienie, zmieniona wydzielina lub zaczerwienienie oczu.
- Jeśli nosisz swoje soczewki w trybie ciągłym lub zbyt długo w ciągu dnia, może wystąpić u Ciebie gorsze widzenie, zamglone widzenie, widoczne tęczowe koła lub efekt halo wokół obserwowanych przedmiotów, nadwrażliwość na światło (światłowstręt) lub suche oko.

Bezpieczeństwo (samokontrola)

Co najmniej raz dziennie powinieneś/powinnaś przeprowadzić prosty test.

Zadaj sobie następujące pytania:

1. Jak się czuję w moich soczewkach?
2. Jak wyglądają moje oczy?
3. Czy nadal dobrze widzę?

Powinieneś/powinnaś natychmiast zdjąć soczewki, jeżeli stwierdzisz któryś z następujących objawów:

- Swędzenie, pieczenie lub szczypanie oczu.
- Uczucie ciała obcego w oku.
- Nadmierne łzawienie, wydzielinę lub zaczerwienienie oka.
- Pogorszenie widzenia, koła tęczęwe lub efekt halo wokół obserwowanych przedmiotów. Suchość oczu może się pojawiać, jeśli soczewki noszone są zbyt długo lub w trybie ciągłym bez zdejmowania na noc.
- Pogorszenie tolerancji soczewek i spadek komfortu w porównaniu z okresem wcześniejszym.

Jeśli dyskomfort lub inne dolegliwości ustąpią po zdjęciu soczewki, należy sprawdzić, czy nie jest ona uszkodzona, zabrudzona lub czy nie ma na niej ciała obcego. W takim przypadku należy wyrzucić soczewkę i założyć nową.

Jeśli problem się utrzymuje, zdejmij soczewkę i niezwłocznie skonsultuj się ze swoim specjalistą.

Każdy z wymienionych powyżej objawów może wskazywać na poważny stan, taki jak infekcja, unaczynienie, owrzodzenie rogówki lub zapalenie tęczęwki. Wczesna diagnoza i szybkie leczenie są kluczowymi działaniami pozwalającymi uniknąć poważnego uszkodzenia oczu.

PAMIĘTAJ - ODCZUWANE DOLEGLIWOŚCI SĄ SYGNAŁEM OSTRZE-GAWCZYM. JEŚLI MASZ WĄTPLIWOŚCI, ZDEJMIJ SOCZEWKI.

Pielęgnacja

Przygotowanie do założenia soczewki

Czystość jest pierwszym i najważniejszym aspektem prawidłowej pielęgnacji soczewek kontaktowych.


Pamiętaj o zasadach prawidłowej higieny podczas manipulacji soczewkami kontaktowymi.

- Zanim dotkniesz swoich soczewek, zawsze dokładnie umyj ręce łagodnym mydłem, spłucz je obficie wodą i wytrzyj ręcznikiem niepozostawiającym pyłków.
- Przed manipulacją soczewkami nie używaj tłustych kosmetyków, mydeł zawierających kremy nawilżające, balsamów ani kremów. Najlepiej założyć soczewki przed zrobieniem makijażu. Kosmetyki na bazie wody są bardziej neutralne dla soczewek niż kosmetyki na bazie tłuszczów.
- Mniejsze prawdopodobieństwo uszkodzenia soczewki będzie przy stosowaniu kosmetyków na bazie wody niż kosmetyków na bazie tłuszczów.
- Zamykaj oczy, gdy rozpylasz lakier do włosów lub inne kosmetyki w aerozolu.
- Skonsultuj ze specjalistą możliwość noszenia soczewek w czasie uprawiania różnych dyscyplin sportowych, szczególnie pływania i innych sportów wodnych. Ekspozycja soczewek kontaktowych na działanie wody podczas pływania lub kąpieli w jacuzzi **może zwiększać ryzyko rozwoju infekcji oka na skutek inwazji mikroorganizmów.**
- Zawsze postępuj zgodnie z niniejszą instrukcją i zaleceniami specjalisty w zakresie prawidłowego zakładania, zdejmowania i pielęgnacji soczewek kontaktowych.
- Nigdy nie noś soczewek dłużej niż zalecany okres czasu.

Opakowanie soczewek

Aby otworzyć opakowanie zbiorcze – kartonowe pudełko, należy poderwać klapkę umieszczoną na jego przedniej stronie.

Każda soczewka jest umieszczona w osobnym blistrze zapewniającym sterylność. Wsuwając klapkę z powrotem, zamkniesz opakowanie zbiorcze.

NIE UŻYWAJ soczewki z uszkodzonego, otwartego wcześniej blistra lub po terminie przydatności do użytkowania .

Aby otworzyć blister, należy:

1. Oddzielić jeden blister z paska soczewek, uważając, aby nie uszkodzić pozostałych opakowań jednorazowych.
2. Wstrząsnąć blistrem, aby obecna w nim soczewka swobodnie pływała w płynie.
3. Oderwać folię zamykającą. Czasami zdarza się, że soczewka przykleja się do folii lub ściany plastikowego opakowania. Nie ma to wpływu na sterylność soczewki, która wciąż doskonale nadaje się do użycia.

Manipulacja soczewką opuszkami palców powinna być delikatna i ostrożna. Należy unikać kontaktu paznokci z soczewką, ponieważ może to prowadzić do jej uszkodzenia. Paznokcie każdego użytkownika soczewek kontaktowych powinny być krótkie i zaokrąglone.

Soczewkę należy ostrożnie wyjąć, przesuwając ją po ściance blistra. Nigdy nie wolno używać pęsety i innych narzędzi do wyjęcia soczewki z blistra.

Posługiwanie się soczewkami

Aby uniknąć pomyłek, nabierz nawyku zakładania soczewki najpierw na prawe oko.

Przed założeniem obejrzyj soczewkę, upewnij się, że nie ma przedarć ani wyszczerbień. Jeżeli soczewka wygląda na uszkodzoną, wyrzuć ją i użyj następnej.

Upewnij się, że soczewka nie jest wywinięta na drugą stronę.

Położ soczewkę na opuszcze palca wskazującego i określ jej profil. Soczewka powinna mieć naturalny, kulisty kształt podobny do miseczki. Jeśli krawędź soczewki wywija się na zewnątrz, oznacza to, że soczewka jest wywinięta na drugą stronę. Inną metodą oceny strony soczewki jest jej ściśnięcie pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym. Krawędź soczewki powinna chować się do środka. Jeśli soczewka jest wywinięta na nieprawidłową stronę, jej krawędź będzie delikatnie wywijać się na zewnątrz.



✓ Prawidłowo



✗ Nieprawidłowo

Lub

Umieść soczewkę na szczytce palca wskazującego i patrząc na soczewkę od dołu, spróbuj zlokalizować cyfry 123. Znacznik 1-2-3 określa prawidłową orientację soczewki, podczas gdy ich lustrzane odbicie wskazuje na wywinięcie soczewki na drugą stronę. Jeśli soczewka jest wywinięta, zmień jej stronę i ponownie oceń położenie znaczników, aby potwierdzić prawidłową orientację soczewki.

Aby sprawdzić, które produkty posiadają znacznik stron 123, patrz **Tabela 1**.

Uwaga:

Jeśli istnieje konieczność przepłukania soczewki przed jej założeniem, należy użyć świeżej porcji sterylnego płynu rekomendowanego przez specjalistę.

NIGDY NIE UŻYWAJ W TYM CELU WODY Z KRANU.

Zakładanie soczewek

1. Pamiętaj, aby zakładanie soczewek zaczynać zawsze od prawego oka. Upewnij się, że soczewka nie jest wywinięta na drugą stronę i umieść ją na opuszcze palca wskazującego.
2. Środkowym palcem tej samej dłoni odciągnij delikatnie w dół dolną powiekę.
3. Palcem wskazującym lub środkowym drugiej dłoni przesunij górną powiekę w górę i połóż soczewkę na oku.
4. Delikatnie puść obie powieki i mrugnij.
5. W ten sam sposób załóż soczewkę na lewe oko.

Istnieją również inne metody zakładania soczewek kontaktowych. Jeżeli metoda opisana powyżej wydaje Ci się zbyt trudna, specjalista może zaproponować inną.



Centrowanie soczewki

Zwykle bezpośrednio po założeniu soczewka centruje się na oku. Zdarza się jednak, że soczewka ulega decentracji na twardówkę podczas jej noszenia. Taka sytuacja może się pojawić przy nieprawidłowym sposobie zakładania lub zdejmowania soczewek. Aby ustawić soczewkę w położeniu centralnym, należy zastosować jedną z poniższych metod:

- a. Zamknij oko i delikatnie masując przez zamkniętą powiekę, przesunij soczewkę na właściwe miejsce.

Lub

- b. Delikatnie przesunij soczewkę na właściwe miejsce, wywierając ucisk palcem na krawędź soczewki przez górną lub dolną powiekę otwartego oka.

Uwaga:

Jeżeli po założeniu soczewki Twoje widzenie jest zamglone, sprawdź czy:

- Soczewka może nieprawidłowo centrować się na oku. W razie decentracji postępuj zgodnie z zaleceniami przedstawionymi powyżej.
- Jeśli soczewka znajduje się w prawidłowym położeniu, zdejmij ją i sprawdź, czy:
 - a. Powierzchnia soczewki nie jest zabrudzona resztkami kosmetyków lub tłuszczu. W razie zabrudzeń wyrzuć soczewkę i załóż nową.
 - b. Soczewka jest założona na właściwe oko.
 - c. Soczewka nie jest wywinięta na drugą stronę. Wywinięta soczewka jest mniej komfortowa w noszeniu.

Postępowanie z przyklejoną (nieruchomą) soczewką

Jeśli soczewka przykleja się do oka, specjalista może zalecić stosowanie kropli nawilżających. Krople nawilżą Twoje soczewki, sprawiając, że ich użytkowanie będzie bardziej komfortowe.

Wpuść kilka kropli preparatu nawilżającego do worka spojówkowego i poczekaj aż soczewka zacznie swobodnie poruszać się na oku.

Jeśli takie postępowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, **NATYCHMIAST** skonsultuj się ze swoim specjalistą.

Postępowanie z wysuszoną (odwodnioną) soczewką

Każda soczewka z rodziny ACUVUE® zdjęta z oka i wystawiona na działanie powietrza w dłuższym okresie czasu staje się wysuszona i stopniowo coraz bardziej krucha. W takiej sytuacji należy wyrzucić wysuszoną soczewkę i użyć nowej.

Zdejmowanie soczewek

Zawsze zdejmuj soczewki w tej samej kolejności.

Dokładnie umyj, opłucz i wysusz ręce oraz postępuj zgodnie z zasadami higieny opisanymi wcześniej w rozdziale „Pielęgnacja”.

Uwaga:

Zanim przystąpisz do zdejmowania soczewek, upewnij się, że znajdując się one na środku na powierzchni oka.

Aby to określić, zasłoń drugie oko i sprawdź, czy widzisz wyraźnie. Zamglony obraz może świadczyć o przemieszczeniu soczewki na twardówkę (białą część oka) lub jej wypadnięciu poza powierzchnię oka.

Aby zlokalizować soczewkę, oceń górną część oka, unosząc powiekę górną i patrząc w lusterko ku dołowi.



Następnie oceń dolną część oka, odciągając powiekę dolną.

Gdy znajdziesz soczewkę, możesz ją zdjąć stosując metodę szczygnięcia lub inną, zalecaną przez specjalistę.

Metoda szczygnięcia

1. Spójrz w górę i przesuń palcem wskazującym soczewkę ku dołowi.
2. Delikatnie chwyć soczewkę kciukiem i palcem wskazującym, a następnie zdejmij ją z powierzchni oka.

Postępowanie w przypadku braku zapasu soczewek

Jest rzeczą niezwykle ważną, aby posiadać zawsze odpowiedni zapas soczewek kontaktowych.

Aby uniknąć niespodziewanego braku zapasu soczewek, należy je wcześniej zamówić i odebrać od swojego specjalisty.

W związku z faktem, że soczewki z rodziny ACUVUE® są zalecane do stosowania w trybie dziennym-jednodniowym schemacie wymiany, produkty pielęgnacyjne (poza płynami do przemywania lub kroplami nawilżającymi) nie są potrzebne.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu zabrakło Ci nowej pary soczewek, powinieneś/powinnaś czasowo skorzystać z korekcji okularowej.

Mimo iż soczewki z rodziny ACUVUE® są preferowaną przez Ciebie metodą korekcji wady wzroku, każdy użytkownik soczewek kontaktowych powinien posiadać okulary o odpowiedniej mocy.



Zalecenia dla pacjentów z przelupię (dotyczące monowizji oraz stosowania soczewek wieloogniskowych)

Jeśli Twój specjalista zaleci korekcję wady wzroku metodą monowizji lub stosowania soczewek wieloogniskowych, należy zwrócić uwagę na poni¿sze aspekty:

Podobnie jak w przypadku innych metod korekcji wzroku, mo¿e wymagać pewnego kompromisu zwi¿zanego z jakością widzenia.

W niektórych przypadkach stosowanie monowizji oraz soczewek wieloogniskowych mo¿e spowodować spadek ostrości wzroku oraz gorszą percepcję głębi do dali i bli¿y. Część pacjentów odczuwa trudności w okresie adaptacji.

Objawy adaptacyjne w postaci nieznacznego zamglenia obrazu lub zmiennego widzenia mogą trwać krótką chwilę lub utrzymywać się kilka tygodni, zanim Twoje oczy przystosują się do nowej sytuacji. Im dłu¿ej trwają te objawy, tym mniejsza szansa na udaną adaptację.

W okresie adaptacyjnym zaleca się, aby nosić soczewki tylko w znanym otoczeniu, gdy wymagania wzrokowe nie są zbyt wysokie. Na przykład do chwili zakończenia okresu adaptacyjnego nie zaleca się prowadzenia samochodu.

Niektórzy pacjenci mogą potrzebować dodatkowej korekcji okularowej stosowanej razem z soczewkami kontaktowymi, aby uzyskać mo¿liwie najlepsze widzenie podczas wykonywania szczególnie wymagających zadań wzrokowych.

- Część pacjentów nigdy nie będzie w pełni zadowolona z osiągniętej jakości widzenia w gorszych warunkach oświetlenia, np. podczas prowadzenia samochodu nocą. Gdy konieczne jest lepsze widzenie do dali, mo¿na zastosować korekcję wady wzroku do dali dodatkową parą soczewek.
- Decyzja o zastosowaniu monowizji lub soczewek wieloogniskowych zawsze powinna być podjęta po dokładnej konsultacji ze specjalistą.
- Bardzo ważne jest skrupulatne przestrzeganie wskazówek specjalisty ułatwiających adaptację do stosowania monowizji lub soczewek wieloogniskowych. Przedyskutuj z nim wszelkie wątpliwości oraz omów problemy, jakie mogą pojawić się podczas okresu adaptacyjnego lub po nim.

Inne ważne informacje

Środki ostro¿ności

- Przed opuszczeniem gabinetu upewnij się, że potrafisz zdjąć swoje soczewki.
- **NIE** dotykaj swoich soczewek palcami ani dłońmi, jeśli nie są one idealnie czyste, ponieważ niewielkie zadrapania na soczewce mogą powodować zamglone widzenie i/lub uszkodzenia w obrębie oka.
- Zawsze staraj się ostro¿nie manipulować soczewkami i unikać mo¿liwości ich upuszczenia.
- Zdejmij natychmiast soczewki, gdy Twoje oczy są czerwone lub podrażnione.
- Zawsze informuj lekarza, że nosisz soczewki kontaktowe.
- Zawsze skonsultuj się ze specjalistą przed zastosowaniem jakichkolwiek kropli do oczu.
- Podczas użytkowania soczewek kontaktowych zmieniających kolor oczu, mo¿esz doświadczyć tymczasowych zmian w widzeniu z powodu obecności barwnika w soczewce, szczególnie w warunkach słabego oświetlenia. Jeśli zaburzenia widzenia występują podczas użytkowania soczewek 1-DAY ACUVUE® DEFINE® with LACREON® należy skonsultować się ze swoim specjalistą.
- Niektóre leki, np. antyhistaminowe, leki obkurczające naczynia krwionośne błony śluzowej, leki moczopędne, leki obni¿ające napięcie mięśniowe, uspokajające i zapobiegające chorobom lokomocyjnej mogą powodować suchość oczu, uczucie ciała obcego lub zamglone widzenie. W przypadku wystąpienia takich dolegliwości należy skonsultować się ze specjalistą.
- Jeśli jakkolwiek zwi¿zek chemiczny dostanie się do Twojego oka: **NATYCHMIAST OBFICIE PRZEMYJ OCZY BIEŻĄCĄ WODĄ I BEZZWŁOCZNIE SKONTAKTJ SIĘ ZE SWOIM SPECJALISTĄ LUB UDAJ SIĘ DO SZPITALA NA OSTRY DY¿UR.**
- U kobiet przyjmujących doustne środki antykoncepcyjne podczas noszenia soczewek kontaktowych mogą wystąpić zaburzenia widzenia lub gorsza tolerancja soczewek. Specjalista poradzi, jak rozwiązać ten problem.

- Tak jak w przypadku wszystkich użytkowników soczewek kontaktowych, regularne wizyty kontrolne są niezbędnym warunkiem utrzymania zdrowia oczu.
- Nigdy nie pozwalaj nikomu innemu nosić Twoich soczewek. Soczewki zostały przepisane Tobie w celu poprawy Twojego widzenia. Dzielenie się soczewkami znacząco zwiększa ryzyko rozwoju infekcji oczu.
- Dla zdrowego i komfortowego korzystania z soczewek należy pamiętać, że soczewki kontaktowe z rodziny ACUVUE® powinny być aplikowane jedynie przez specjalistę i użytkowane zgodnie z jego zaleceniami. Jednodniowe soczewki z rodziny ACUVUE® są soczewkami jednorazowymi i powinny być wyrzucane po jednym dniu ich użytkowania. Niniejsza instrukcja ma służyć jako przypomnienie tych zaleceń.
- Specjalista powinien być w pełni poinformowany o historii Twoich chorób, dzięki czemu ma możliwość wyboru soczewek i systemu pielęgnacji odpowiadających Twoim określonym potrzebom.
- Skonsultuj ze specjalistą możliwość noszenia soczewek w czasie uprawiania różnych dyscyplin sportowych, szczególnie pływania i innych sportów wodnych. Ekspozycja soczewek kontaktowych na działanie wody podczas pływania lub kąpieli w jacuzzi **może zwiększać ryzyko rozwoju infekcji oka** na skutek inwazji mikroorganizmów.
- Unikaj wszelkich szkodliwych lub drażniących dymów i oparów podczas noszenia soczewek.
- Zawsze informuj swego pracodawcę, że nosisz soczewki kontaktowe. Niektóre prace wymagają używania dodatkowej ochrony oczu, a nawet mogą wymagać zaprzestania noszenia soczewek.
- Jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości, zawsze pytaj swojego specjalistę.

Podsumowanie

W przypadku użytkowania każdego typu soczewek kontaktowych należy przestrzegać podstawowych zasad ochrony i poprawy widzenia:

- Zawsze przestrzegaj instrukcji bezpiecznego noszenia soczewek. Regularne wizyty kontrolne są bardzo ważne dla utrzymania wysokiej jakości widzenia w soczewkach i zdrowia oczu.
- Wysokie standardy higieny są niezbędne dla bezpiecznego noszenia soczewek kontaktowych.
- **NIGDY** nie zasypiaj w swoich soczewkach – zdejmuj je codziennie przed pójściem spać.
- Na oko należy zakładać tylko nową, sterylną soczewkę.
- **NIGDY** nie używaj wody z kranu do splukiwania soczewek.
- **NIGDY** nie noś soczewek dłużej niż zalecony okres czasu.
- Jeśli wystąpią dolegliwości, takie jak zaczerwienienie/podrażnienie oka, zamglone widzenie, **NATYCHMIAST** zdejmij soczewki i skontaktuj się ze specjalistą.
- Zawsze noś przy sobie okulary, abyś nigdy nie był/-a zmuszony/-a nosić soczewek, gdy nie powinienesz/powinnaś tego robić. Nawet jeśli soczewki kontaktowe są podstawową, preferowaną przez Ciebie metodą korekcji wady wzroku, okulary stanowią jej niezbędne uzupełnienie.

Będąc użytkownikiem soczewek kontaktowych marki ACUVUE®, w krótkim czasie przekonasz się o ich zaletach w porównaniu z okularami i innymi rodzajami soczewek kontaktowych.

W celu osiągnięcia maksymalnych korzyści i satysfakcji podczas użytkowania soczewek kontaktowych niezwykle istotne jest zrozumienie, jak ważne jest przestrzeganie zaleceń i zasad zawartych w niniejszej Instrukcji.

Nosząc soczewki kontaktowe, postępuj zawsze zgodnie z zaleceniami specjalisty i informacjami zawartymi w tej instrukcji.

Zgłaszanie zdarzeń niepożądanych

Wszystkie niepożądane i niepokojące zdarzenia pojawiające się podczas użytkowania soczewek kontaktowych marki ACUVUE® powinny być zgłoszone Twojemu specjalście.

Twoje soczewki kontaktowe

Soczewki kontaktowe marki ACUVUE®.

Nazwa soczewki

Prawa soczewka:

Moc i krzywizna bazowa (cylinder i oś, jeśli występują)

Lewa soczewka:

Moc i krzywizna bazowa (cylinder i oś, jeśli występują)

JEDNODNIOWE SOCZEWKI KONTAKTOWE Z RODZINY ACUVUE® SĄ PRZEZNACZONE DO NOSZENIA W TRYBIE DZIENNYM DO CODZIENNEJ WYMIANY.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości skontaktuj się ze swoim specjalistą.

Adres i numer telefonu Twojego specjalisty.

Regularne wizyty kontrolne u specjalisty są bardzo ważne dla zachowania zdrowia oczu.

Wizyty kontrolne:

1	<input type="text"/>	2	<input type="text"/>	3	<input type="text"/>
4	<input type="text"/>	5	<input type="text"/>	6	<input type="text"/>

Wyprodukowane przez:

Proszę sprawdzić miejsce produkcji na opakowaniu kartonowym.



Johnson & Johnson Vision Care Inc.
7500 Centurion Parkway
Jacksonville
Florida, 32256
USA

IRELAND

Johnson & Johnson Vision Care
(Ireland)
The National Technology Park
Limerick
Ireland

EU Autoryzowane przedstawicielstwo

Johnson & Johnson Medical Ltd
Pinewood Campus
Nine Mile Ride
Wokingham
RG40 3EW
United Kingdom

Dystrybutor

Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
ul. Ilżecka 24
02-135 Warszawa
e-mail: vispl@its.jnj.com
tel. +48 22 237 82 00

www.acuvue.pl



P I G 0 0 0 2 5 0

Tryb dzienny - schemat wymiany jednodniowy
PIG (Polish)
PIG000250

©Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. 2016. ADG/2016/04/7529

ACUVUE®, 1-DAY ACUVUE® TruEye®, 1-DAY ACUVUE® MOIST,
1-DAY ACUVUE® DEFINE® with LACREON®, NATURAL SHIMMER™, NATURAL SPARKLE™
i HydraLuxe™ są znakami towarowymi firmy Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.

Data korekty: kwiecień 2016.